



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Electromix WS

Prašak za oralnu upotrebu

Elektroliti: natrijum, fosfati, citrati, hloridi, kalijum i dekstroza mogu se koristiti za oporavak rezervi elektrolita, uspostavljanje kiselinsko/bazne ravnoteže i sam oporavak organizma. Esencijalna aminokiselina glicin se dodaje zbog bržeg oporavka organizma nakon dehidracije.

Kvalitativni i kvantitativni sastav:

1 ml preparata sadrži:

Dekstroza	558 mg
Natrijum hlorid	108 mg
Glicin	80 mg
Natrijum dihidrogen fosfat	50 mg
Kalijum hlorid	40 mg
Limunska kiselina	8 mg
Natrijum citrat	2 mg
ekscipijens	do 1 gr

Indikacije:

Prevenira i leči dehidraciju nakon dijareje kod krava, teladi, ovaca, koza, svinja i živine.

Ciljne vrste životinja:

Živina, svinje, goveda, ovce, koze

Način upotrebe i doziranje:

Aplikuje se oralno, u vodi za piće.

živina: 1 kg na 1500 litara vode za piće 2-4 dana

krave, telad, ovce, koze i svinje: dva puta dnevno 40 gr na 1 litar vode za piće 2-4 dana

Kontraindikacije:

Nisu opisane

Neželjena dejstva:

Nisu opisana

Karenca:

Nema karenca

Način čuvanja:

Čuvati na hladnom, suvom i tamnom mestu van domašaja dece

Način izdavanja:

Izdaje se bez recepta